

BOBINE D'ÉTIQUETTES STANDARDS

CATALOGUE 2024

FOURNISSEUR
D'ÉTIQUETTES
EN ROULEAUX
POUR TOUS
SECTEURS
D'ACTIVITÉS

Industries
Logistiques
Agro-alimentaires
Tertiaires

éti-
quettes
thermiques
Etiquettes
vélin
Étiquettes
hydrosolubles
Étiquettes
doubles



Santé {
éti-
quettes
seringues,
pousse-
seringue,
médica-
ments à
risques;
perfu-
sion, tubes...

04 75 69 20 59

LUQUET & DURANTON
SOLUgraph



Sommaire

2 - Options disponibles

3 - Étiquettes thermiques TOP

5 - Étiquettes thermiques ECO

7 - Étiquettes vélin

8 - Étiquettes pousse-seringue

Nous fabriquons vos étiquettes en rouleaux pour toutes vos imprimantes thermiques. Ce catalogue référence nos produits aux formats standards.


Utilisées dans de nombreux domaines, ces étiquettes sont polyvalentes : étiquettes à code-barres pour l'industrie, étiquettes d'expédition pour la logistique, étiquettes pour emballage pour l'agroalimentaire, etc.

Si nos formats standards ne vous conviennent pas, nous

BOBINE D'ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

formats standards ou sur-mesure

LUQUET & DURANTON
SOLUgraph



BOBINE ÉTIQUETTES STANDARDS

THERMIQUE TOP

Papier	Réf	Désignation	Format étiquette en mm	Ø Mandrin en mm	Avec perforation	Avec Impression
Thermique Top	33240	Bobine de 500 étiquettes 100x150	100x150	25	NON	NON
Thermique Top	33456	Bobine de 1000 étiquettes 100x150	100x150	76	NON	NON
Thermique Top	32588	Bobine de 1000 étiquettes 100x40 CADRE ROUGE - CHIMIO	100x40	25	NON	avec cadre rouge
Thermique Top	33540	Bobine de 1 300 étiquettes 100x50	100x50	25	NON	NON
Thermique Top	33150	Bobine de 1 110 étiquettes 101.6x63.5	101,6x63,5	25	NON	NON
Thermique Top	32822	Bobine de 1000 étiquettes 102x152	102x152	76	OUI	NON
Thermique Top	31965	Bobine de 930 étiquettes 102x76 avec prédécoupe	102x76	25	OUI	NON
Thermique Top	30271	Bobine de 930 étiquettes 102x76	102x76	25	NON	NON
Thermique Top	33627	Bobine de 1100 étiquettes 105x148	105x148	76	OUI	NON
Thermique Top	30272	Bobine de 3700 étiquettes 25x38 AVEC PERFO	25x38	76	OUI	NON
Thermique Top	32442	Bobine de 1200 étiquettes 25x38 AVEC PERFO	25x38	76	OUI	NON
Thermique Top	30312	Bobine de 2825 étiquettes 25x50 COLLE RENFORCEE	25x50	76	OUI	NON
Thermique Top	33476	Bobine de 3400 étiquettes Format 30x38	30x38	76	OUI	NON
Thermique Top	33457	Bobine de 1000 étiquettes 30x48 renforcé	30x48	25	OUI	NON
Thermique Top	29098	Bobine de 4000 étiquettes 30x48 colle renforcée	30x48	76	OUI	NON
Thermique Top	30513	Bobine 1 820 étiquettes LABO 30x50 RENFORCE	30x50	40	NON	NON
Thermique Top	30294	Bobine de 2820 étiquettes LABO 30x50 renforcé	30x50	40	NON	NON
Thermique Top	32319	Bobine de 1000 étiquettes 37.5x28	37,5x28	25	OUI	NON
Thermique Top	30296	Bobine de 6000 étiquettes 38x28	38x28	76	OUI	NON
Thermique Top	30307	Bobine de 950 étiquettes 38x29	38x29	25	OUI	NON
Thermique Top	30282	Bobine de 2000 étiquettes 38x29	38x29	40	OUI	NON
Thermique Top	30274	Bobine de 2500 étiquettes 40x25 RENFORCE	40x25	25	NON	NON
Thermique Top	32706	Bobine de 2500 étiquettes 40x25 spéciale TUBE	40x25	25	NON	NON
Thermique Top	33173	Bobine DE 1000 étiquettes 40x28	40x28	25	OUI	NON
Thermique Top	32158	Bobine de 2500 étiquettes LABO 40x30	40x30	25	OUI	NON
Thermique Top	30311	Bobine de 1000 étiquettes 40x30	40x30	25	OUI	NON

MARIEJO

AURÉLIE

Toutes nos bobines d'étiquettes sont disponibles en mandrin de diamètres 25, 40 ou 76 mm.



Scannez ou cliquez le QR code

BOBINE ÉTIQUETTES STANDARDS

THERMIQUE TOP

Papier	Réf	Désignation	Format étiquette en mm	Ø Mandrin en mm	Avec perforation	Avec Impression
Thermique Top	32446	Bobine de 2000 étiquettes 43x35 avec refente	43x35-refente10	40	NON	NON
Thermique Top	32820	Bobine de 2000 étiquettes 45x25 SANS PERFO	45x25	76	NON	NON
Thermique Top	31822	Bobine de 2000 étiquettes 45x30 LABO colle spéciale	45x30	76	NON	NON
Thermique Top	33644	Bobine de 2 500 étiquettes 50x20	50x20	25	NON	NON
Thermique Top	31835	Bobine de 400 étiquettes 50x25 COLLE RENFORCEE	50x25	25	OUI	NON
Thermique Top	32273	Bobine de 2825 étiquettes 50x25	50x25	76	OUI	NON
Thermique Top	30322	Bobine de 2000 étiquettes 50x30	50x30	25	OUI	NON
Thermique Top	32159	Bobine de 4500 étiquettes 50x30 Renforcé LABO	50x30	76	OUI	NON
Thermique Top	32428	Bobine de 5330 étiquettes 51x25	51x25	76	OUI	NON
Thermique Top	33450	Bobine de 5330 étiquettes 51x25 MANDRIN 76 AVEC PERFO	51x25	76	OUI	NON
Thermique Top	31715	Bobine de 2 000 étiquettes BIOLOGIE 51x25.4 spéciale TUBE	51x25,4	25	NON	NON
Thermique Top	30474	Bobine de 2500 étiquettes 52x25	52x25	25	OUI	NON
Thermique Top	30269	Bobine de 1000 étiquettes LABORATOIRE 55x25	55x25	25	NON	NON
Thermique Top	33457	Bobine de 1000 étiquettes 30x48 renforcé	30x48	25	OUI	NON
Thermique Top	29098	Bobine de 4000 étiquettes 30x48 colle renforcée	30x48	76	OUI	NON
Thermique Top	30513	Bobine 1 820 étiquettes LABO 30x50 RENFORCE	30x50	40	NON	NON
Thermique Top	30294	Bobine de 2820 étiquettes LABO 30x50 renforcé	30x50	40	NON	NON
Thermique Top	32319	Bobine de 1000 étiquettes 37.5x28	37,5x28	25	OUI	NON
Thermique Top	30296	Bobine de 6000 étiquettes 38x28	38x28	76	OUI	NON
Thermique Top	30307	Bobine de 950 étiquettes 38x29	38x29	25	OUI	NON
Thermique Top	30282	Bobine de 2000 étiquettes 38x29	38x29	40	OUI	NON
Thermique Top	30274	Bobine de 2500 étiquettes 40x25 RENFORCE	40x25	25	NON	NON
Thermique Top	32706	Bobine de 2500 étiquettes 40x25 spéciale TUBE	40x25	25	NON	NON
Thermique Top	33173	Bobine DE 1000 étiquettes 40x28	40x28	25	OUI	NON
Thermique Top	32158	Bobine de 2500 étiquettes LABO 40x30	40x30	25	OUI	NON
Thermique Top	30311	Bobine de 1000 étiquettes 40x30	40x30	25	OUI	NON

MARIEJO


AURÉLIE

Toutes nos bobines d'étiquettes sont disponibles en mandrin de diamètres 25, 40 ou 76 mm


les en mandrin de diamètre 25, 40 ou 76 mm

laurie.76mm@luquet-duranton.fr

THERMIQUE TOP



*Rouleau étiquettes
sur-mesure ici*




Scannez ou cliquez le QR code

BOBINE ÉTIQUETTES STANDARDS

THERMIQUE ECO

Papier	Réf	Désignation	Format étiquette en mm	Ø Mandrin en mm
Thermique Eco	33619	Bobine de 1000 Etiquettes 100X150 Thermique Eco Mandrin 76	100x150	76
Thermique Eco	30396	Bobine de 1000 ETIQUETTE THERMIQUE ECO 100x40	100x40	40
Thermique Eco	30488	Bobine de 700 ETIQUETTES 102x102 Thermique Eco	102x102	25
Thermique Eco	32013	Bobine de 1790 étiquette Thermique Eco 102x38	102x38	25
Thermique Eco	30484	Bobine de 1000 Etiquettes 105x42 THERMIQUE ECO M25	105x42	25
Thermique Eco	32841	Bobine de 1000 Etiquettes Thermique Eco 31x70 pour bracelet	31x70	25
Thermique Eco	30292	Bobine de 2000 Etiquettes 38x29 Thermique ECO NON	38x29	25
Thermique Eco	32645	Bobine de 2000 Etiquettes THERMIQUE ECO 50x25	50x25	25
Thermique Eco	31778	Bobine de 450 ETiquettes 75x28 Thermique Eco	75x28	25
Thermique Eco	30380	Bobine de 450 ETIQUETTE Format 76.2x28.5 Thermique Eco	76,2x28,5	25
Thermique Eco	31811	Bobine de 1370 Etiquettes thermique Eco ROSE	76x51	25
Thermique Eco	30399	Bobine de 1500 Etiquettes 80x50 Thermique ECO	80x50	40

Toutes nos bobines d'étiquettes sont disponibles en mandrin de diamètres 25, 40 ou 76 mm



Papier	Réf	Désignation	Format étiquette en mm	Ø Mandrin en mm	Avec perforation	Avec Impression
Velin Enlevable	32596	Bobine de 5000 étiquettes 35x45 Vélin ENLEVABLE	35x45	25	NON	NON
Velin Enlevable	32296	Bobine de 1000 étiquettes Format 40X33 Vélin enlevable	40x33	25	NON	NON
Velin Enlevable	32613	Bobine de 400 étiquettes 40x40 Vélin ENLEVABLE - jaune	40x40	25	NON	fond uni jaune
Velin Enlevable	30367	Bobine de 2000 étiquettes 52x26 Vélin enlevable	52x26	25	OUI	NON
Velin Enlevable	33438	Bobine de 2100 étiquettes en Bobine 57x32 Vélin Enlevable	57x32	25	OUI	NON
Velin Enlevable	33615	Bobine de 3000 étiquettes 35X60 Vélin ENLEVABLE	35x60	40	NON	NON
Velin Enlevable	30244	Bobine de 10 000 étiquettes 32x13 Vélin enlevable	32x13	76	NON	NON
Velin Enlevable	30245	Bobine de 2 000 étiquettes 68x58 Vélin enlevable	68x58	76	NON	NON
Velin Enlevable	33462	Bobine de 1000 étiquettes Format 80x10 Vélin enlevable	80x10	76	NON	NON
Velin Enlevable	33461	Bobine de 1000 étiquettes Format 80x30 Vélin enlevable	80x30	76	NON	NON
Velin Permanent	30260	Bobine de 1500 étiquettes 100x50 Vélin	100x50	25	OUI	NON
Velin Permanent	33620	Bobine de 1000 étiquettes 102x76 Vélin	102x76	25	NON	NON
Velin Permanent	33611	Bobine de 1500 étiquettes 20x25 Vélin	20x25	25	NON	NON
Velin Permanent	30291	Bobine de 2000 étiquettes 38x29 Vélin permanent NON	38x29	25	OUI	NON
Velin Permanent	33616	Bobine de 1500 étiquettes 43X25 Vélin	43x25	25	NON	NON
Velin Permanent	33618	Bobine de 1500 étiquettes 50x69 refente 50x20 Vélin	50x20	25	NON	NON
Velin Permanent	32268	Bobine de 1500 étiquettes 24X18 Vélin	24x18	25	NON	NON
Velin Permanent	32790	Bobine de 700 étiquettes 30x27 Vélin	30x27	25	NON	NON
Velin Permanent	30241	Bobine de 1000 étiquettes 39x31 Vélin	39x31	25	NON	NON
Velin Permanent	30373	Bobine de 2100 étiquettes 90x31 Vélin	90x31	25	NON	NON
Velin Permanent	30279	Bobine de 1000 étiquettes 63.5x25.4 Vélin RENFORCE	63,5x25,4	25	NON	NON
Velin Permanent	30285	Bobine de 560 étiquettes 80x120 Vélin	80x120	25	OUI	NON
Velin Permanent	32757	Bobine de 2100 étiquettes 57x32 Vélin	57x32	25	OUI	NON
Velin Permanent	30328	Bobine de 1000 étiquettes 65x25 Vélin	65x25	25	OUI	NON
Velin Permanent	30300	Bobine de 1000 étiquettes 80x68 Vélin	80x68	25	NON	NON
Velin Permanent	30252	Bobine de 2100 étiquettes 69.85x31.75 Vélin	69,85x31,75	25	NON	NON
Velin Permanent	31762	Bobine de 1000 étiquettes 60x25 Vélin RENFORCE	60x25	25	NON	NON
Velin Permanent	30450	Bobine de 250 étiquettes 48x30 Vélin PERMANENT	48x30	25	OUI	NON
Velin Permanent	33824	Bobine de 1000 étiquettes 100X50 Vélin	100x50	40	OUI	NON
Velin Permanent	33646	Bobine de 1000 étiquettes 35x70 Vélin	35x70	40	NON	NON
Velin Permanent	33192	Bobine de 1950 étiquettes Vélin 50x25	50x25	40	OUI	NON
Velin Permanent	32280	Bobine de 5 500 étiquettes 60x40 Vélin jaune	60x40	40	NON	fond uni jaune
Velin Permanent	30266	Bobine de 400 étiquettes ARCHIVES 100X50 Vélin	100x50	40	NON	NON
Velin Permanent	32445	Bobine de 2000 étiquettes 40x28 Vélin	40x28	40	OUI	NON
Velin Permanent	30564	Bobine de 2500 étiquettes 70x45 - Vélin ROSE	70x45	40	NON	fond uni Rose
Velin Permanent	30390	Bobine de 2000 étiquettes 102x36 Vélin	102x36	40	NON	NON
Velin Permanent	30431	Bobine de 3000 étiquettes 50x30 Vélin fond UNI JAUNE	50x30	40	NON	fond uni Jaune
Velin Permanent	30393	Bobine de 500 étiquettes 100x150 Vélin Blanc adhésif Permanent	100x150	76	NON	NON
Velin Permanent	32272	Bobine de 1000 étiquettes 100X50 Vélin	100x50	76	OUI	NON
Velin Permanent	33095	Bobine de 1000 étiquettes 100x74 Vélin	100x74	76	OUI	NON
Velin Permanent	30394	Bobine de 1000 étiquettes 148x210 Vélin	148x210	76	OUI	NON
Velin Permanent	30382	Bobine DE 10 000 étiquettes 50X30 Vélin permanent blanc	50x30	76	NON	NON

Toutes nos bobines d'étiquettes sont disponibles en mandrin de diamètres 25, 40 ou 76 mm

Papier	Réf	Désignation	Format étiquette en mm	Ø Mandrin en mm	Avec perforation	Avec Impression
Velin Permanent	30382	Bobine DE 10 000 étiquettes 50X30 Vélin permanent blanc	50x30	76	NON	NON
Velin Permanent	32229	Bobine de 3000 étiquettes 51x25 Vélin	51x25	76	NON	NON
Velin Permanent	31460	Bobine de 2500 étiquettes 52X25 Vélin SPECIALE TUBE	52x25	76	OUI	NON
Velin Permanent	30251	Bobine DE 2500 étiquettes 52x25 Vélin spéciale Tube	52x25	76	NON	NON
Velin Permanent	30391	Bobine de 1300 étiquettes 81x81 Vélin permanent	81x81	76	OUI	NON
Velin Permanent	30359	Bobine de 3000 étiquettes 70x12 Vélin Adhésif permanent	70x12	76	NON	NON
Velin Permanent	33612	Bobine de 4000 étiquettes 54x60 Vélin	54x60	76	NON	NON
Velin Permanent	33621	Bobine de 500 étiquettes 100x80 Vélin avec SPOT verso	100x80	76	NON	Spot au verso
Velin Permanent	33624	Bobine de 5000 étiquettes 54x60 Vélin	54x60	76	NON	NON
Velin Permanent	33614	Bobine de 5000 étiquettes 55X36 Vélin	55x36	76	NON	NON
Velin Permanent	32045	Bobine de 5000 étiquettes 60x35 Vélin	60x35	76	NON	NON
Velin Permanent	33613	Bobine de 7000 étiquettes 50X25 Vélin	50x25	76	NON	NON
Velin Permanent	31877	Bobine de 1200 étiquettes 100x150 Vélin	100x50	76	OUI	NON
Velin Permanent	32426	Bobine de 4000 étiquettes Rondes 115x115 Vélin	115x115	76	NON	NON
Velin Permanent	32427	Bobine de 3000 étiquettes Rondes 145x145 Vélin	145x145	76	NON	NON
Velin Permanent	32422	Bobine de 8000 étiquettes Rondes 50x50 Vélin	50x50	76	NON	NON
Velin Permanent	32432	Bobine de 7000 étiquettes Rondes 65x65 Vélin	65x65	76	NON	NON
Velin Permanent	32423	Bobine de 6000 étiquettes Rondes 75x75 Vélin	75x75	76	NON	NON
Velin Permanent	32424	Bobine de 5600 étiquettes Rondes 85x85 Vélin	85x85	76	NON	NON
Velin Permanent	32425	Bobine de 5000 étiquettes Rondes 95x95 Vélin	95x95	76	NON	NON
Velin Permanent	32303	Bobine de 1000 étiquettes 100x148 Vélin	100x148	76	OUI	NON
Velin Permanent	32163	Bobine de 6000 étiquettes LABO 55x30 Vélin	55x30	76	OUI	NON
Velin Permanent	30449	Bobine de 6590 étiquettes 50x20 Vélin	50x20	76	NON	NON
Velin Permanent	30364	Bobine de 1000 étiquettes 40x30 Vélin ENROULEMENT INTERIEUR	40x30	76	NON	NON
Velin Permanent	30378	Bobine de 1000 étiquettes 60x130 Vélin	60x130	76	NON	NON
Velin Permanent	30395	Bobine de 2000 étiquettes 45x50 Vélin	45x50	76	NON	NON



*Rouleau étiquettes
sur-mesure ici*



Scannez ou cliquez le QR code

Toutes nos bobines d'étiquettes sont disponibles en mandrin de diamètres 25, 40 ou 76 mm

VÉLIN

8

LES ÉTIQUETTES POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Étiquettes seringues

Étiquettes pousse-seringues

Étiquettes perfusion




BOBINE ÉTIQUETTES POUSSE-SERINGUE

Bobine de 400 (compatible avec les cartouches distributrice d'étiquettes Solubox), 500 étiquettes ou 250 avec bande transparente. Étiquettes pousse seringue personnalisables (texte et couleur) selon le médicament utilisé ou avec le texte de votre choix.

Nom Patient : AMIODARONE Dosage/Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :	Nom Patient : ISOPRENALINE Dosage/Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :	Pensez aux étiquettes sur-mesure : Nombreuses options disponibles : Dimensions de l'étiquette, diamètre du mandrin, type de colle, traitement de la surface de l'étiquette, couleur, avec ou sans perforation, avec ou sans impression...
33818	33813	
Nom Patient : MORPHINE Dosage/Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :	Nom Patient : HYPNOVEL Dosage/Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :	Nom Patient : Dosage/Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :
33822	32399	33820
Nom Patient : NORADRENALINE Dosage/Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :	Nom Patient : HEPARINE Dosage/Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :	Nom Patient : CefTRIAXONE Dosage/Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :
33817	33815	31506
Nom Patient : CISAtcurium Dosage/Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :	Médicament : Concentration finale : Voie : Heure Prépa : Préparé par : Le : Durée : Débit : Nom Prénom : N° chambre :	Médicament : Dosage/Dilution : H début : Débit jour : mL/h Voie : Débit nuit : mL/h Préparé par : le Etiquette Patient
33814	C33954	C32953
Nom Patient : ADRENALINE Dosage/Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :	Nom Prénom Patient : Traitement : Dosage/Dilution : Date : / / et h de préparation Préparée par :	Nom Médicament : Dosage : Voie : Débit : Date préparation : / / et h Heure de début : h et fin de perf h Préparée par :
33816	C33982	C34135
Nom Patient : REMifentanil Dosage/Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :	Le : H début : H fin : Voie : Dosage : Débit : mL/h Médicament : Préparé par : Etiquette Patient	Nom Patient : Dosage/ Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :
33844	C32952	C31995
Nom Patient : DOBUTAMINE Dosage/Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :	Préparée par : Patient : Produit/dose : Durée : Date : H : Voie :	Nom Patient : Dosage/ Dilution : Voie : Durée : Date : / / et h de préparation Préparée par :
33814	C32833	C33820

Cartouche + bobine étiquettes 28x70 mm
 Nombre d'étiquettes par bobine : 400
 (Existent en bobine de 500 étiquettes ou 250 avec bande transparente)



Compatible
 cartouche solubox



Étiquettes conformes
 normes SFAR

POUSSE SERINGUE

CARTOUCHE + BOBINE ÉTIQUETTES 28X70 MM

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
Dose :

ref 32928

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
ACIDE TRANEXAMIQUE Dose :

ref 32958

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
AMITRIPTYLINE Dose :

ref 32964

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
ASPEGIC Dose :

ref 32970

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
AMIKACINE Dose :

ref 32960

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
AMOXICILLINE Dose :

ref 32966

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
ATROPINE Dose :

ref 32972

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
AMIODARONE Dose :

ref 32962

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE Dose :

ref 32968

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
CEFOTAXIME Dose :

ref 32974

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
CEFOXITINE Dose :

ref 32976

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
CHLORPROMAZINE Dose :

ref 32982

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
DEXAMETHASONE Dose :

ref 32988

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
DROPERIDOL Dose :

ref 32994

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
FUROSEMIDE Dose :

ref 33001

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
CEFTAZIDINE Dose :

ref 32978

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
CISATRACRIUM Dose :

ref 32984

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
DIAZEPAM Dose :

ref 32990

Solvant : NaCl 0,9%
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : 250 ml
ENTYVIO Dose :

ref 32996

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
GENTAMICINE Dose :

ref 33003

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
CEFTRIAXONE Dose :

ref 32980

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
CLONAZEPAM Dose :

ref 32986

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
DOBUTAMINE Dose :

ref 32992

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
FERINJECT Dose :

ref 32999

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
GLUCOSE Dose :

ref 33005

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
HALOPERIDOL Dose :

ref 33007

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
INSULINE RAPIDE Dose :

ref 33015

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
KETOPROFENE Dose :

ref 33021

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
MAGNESIUM SULFATE Dose :

ref 33027

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
METOPIMAZINE Dose :

ref 33033

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
HEPARINE SODIQUE Dose :

ref 33009

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
ISOPRENALINE Dose :

ref 33017

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
LEVETIRACETAM Dose :

ref 33023

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
METHYLPREDNISOLONE Dose :

ref 33029

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
MIDAZOLAM Dose :

ref 33035

Solvant : NaCl 0,9%
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : 250 ml
INFlixIMAB Dose :

ref 33011

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
KETAMINE Dose :

ref 33019

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
LEVOFOLINATE DE CALCIUM Dose :

ref 33025

Solvant :
Préparé : / à h Par :
Début : / à h Durée :
Débit : ml/h ☐ Variable
Concentration : /ml Vol : ml
METOCLOPRAMIDE Dose :

ref 33031

CARTOUCHE + BOBINE ÉTIQUETTES 28X70 MM

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
MORPHINE	

ref 33037

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
NALBUPHINE	

ref 33039

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
NORADRENALINE	

ref 33045

Solvant : NaCl 0,9%	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : 100 ml
Dose :	
ORENCIA	

ref 33051

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
PHENOBARBITAL	

ref 33057

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
POLARAMINE	

ref 33063

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
NEFOPAM	

ref 33041

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
OCYTOCINE	

ref 33047

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
PANTOPRAZOLE	

ref 33053

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
PHLOROGLUCINOL	

ref 33059

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
!! POTASSIUM !!	

ref 33065

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
NICARDIPINE	

ref 33043

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
ONDANSETRON	

ref 33049

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
PENICILLINE G	

ref 33055

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
PIPERACILLINE TAZOBACTAM	

ref 33061

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
PROPOFOL	

ref 33067

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
REMIFENTANIL	

ref 33069

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
SCOPOLAMINE	

ref 33075

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
TANGANIL	

ref 33081

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
TRANXENE	

ref 33087

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
RISORDAN	

ref 33071

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
SODIUM CHLORURE	

ref 33077

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
TRAMADOL	

ref 33083

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
VANCOMYCINE	

ref 33089

Solvant : NaCl 0,9%	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : 100 ml
Dose :	
ROACTEMRA	

ref 33073

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
SUFENTANIL	


ref 33079

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
TRANDATE	

ref 33085

Solvant :	Voie :
Préparé : / à h	Par :
Début : / à h	Durée :
Débit : ml/h	☐ Variable
Concentration : /ml	Vol : ml
Dose :	
VENOFER	

ref 33091



**Vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez ?
Pensez au sur-mesure !**

POUSSE SERINGUE

BOBINE ÉTIQUETTES POUSSE SERINGUE

Cartouche + bobine 500 étiquettes 28x40 mm

Préparé par :
 Patient :
 Produit/dose :
 Concentration :
 Débit :
 Date : H : Voie :

ref 30683


**MEDICAMENT
 A RISQUE**

ref C32430/B32429

**IMPLANT
 A TRACER**

ref 33980

OUVERT LE | **PAR**

ref B32396

Médicament :
 Quantité :
 Lot :
 Expire le :

Ref C33728-B29919

OUVERT LE :
PERIME LE :

ref C33603 -B33591

**VOIE PERIDURALE
 =
 NE PAS INJECTER
 EN IV**

ref 33179


CONCENTRATION

ref C31454-B29918

BLOQUE

ref C32604-B32603

Date :
 Heure :
 Par :
 Pour :

ref 29912

CONCENTRATION

ref C33851-B33851


PAS DE BOLUS

ref B29920

**MEDICAMENT A
 CONSERVER
 ENTRE +2°C et +8°C**

ref B29917

Autres modèles disponibles (contactez-nous)


MEDICAMENT SUBSTITUE
 PAR :
 DOSAGE :
 POSOLOGIE :

**MEDICAMENT DE
 CHIMIOOTHERAPIE
 A MANIPULER AVEC
 PRECAUTION**

ATTENTION
 Médicament à prise
 Séquentielle
**NE PAS DONNER TOUS
 LES JOURS**

**MEDICAMENT AVEC
 PEREMPTION COURTE**
/...../.....

**A CONSERVER
 A L'ABRI DE LA LUMIERE**



SOLUBOX

support pour cartouches
distributrices d'étiquettes



Cartouche distributrice



Rack Solubox



Bras adaptable à un
chariot ou une table



LUQUET & DURANTON

SOLUgraph